



Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

6.01053.500

La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 2 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 2. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

Partes/accesorios 6.01053.500

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

