



MetroSil RP 3 - 150/4,0

6.01070.420

La MetroSil RP 3 - 150/4,0 es una columna "reversed phase" (de fase inversa) de capacidad media y de uso universal que se puede utilizar con eluyentes acuosos y con muestras acuosas. Esta propiedad es particularmente importante para las aplicaciones de cromatografía iónica. Con la MetroSil RP 3 - 150/4,0 se pueden resolver problemas de aplicación situados en el límite entre la HPLC y la cromatografía iónica. El material de la MetroSil RP 3 es un gel de sílice C18 con "endcapping" y porosidad de 120 Angström.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4,0

La MetroSil RP 3 Guard/4,0 se utiliza para proteger la MetroSil RP 3 - 150/4,0 frente a la contaminación con partículas y bacterias.

