



Cabezal de medida (scTRACE Gold) para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer (para versiones de aparatos más antiguos)

6.01256.000

Cabezal de medida con agitador incorporado para realizar medidas con el scTRACE Gold.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01204.000	Punta de agitador
	Punta de agitador para 946 Portable VA Analyzer.



6.1258.000

scTRACE Gold (juego de 4 unidades)


Electrodo con microalambre de oro sobre una base de capa gruesa para la determinación del contenido de arsénico en aguas. El scTRACE Gold es un sensor voltamétrico combinado para la voltametría. El electrodo de trabajo con microalambre de oro, el electrodo de referencia Ag/AgCl y el electrodo auxiliar de carbono se encuentran en un sensor. Fácil de manejar y en su mayor parte no precisa de mantenimiento, con el scTRACE Gold se puede determinar, por ejemplo, el contenido de arsénico en agua en el rango de trazas. Junto con el mango de electrodo 6.1241.080, se puede utilizar en cada stand de medida de voltametría de Metrohm.



6.01408.000

Junta tórica 46 x 2,5 mm

Para el aparato de medida del 946 Portable VA Analyzer. Kit de 2 unidades.



6.02621.000

Llave de boca de 4 mm

