



Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 10 unidades

6.01400.100

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02041.010	Gradilla de muestras OMNIS, 9 x 250 mL, (PP) Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 9 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100. Plástico: polipropileno (PP)



6.02601.010 Dedos de pinza de 43 - 65 mm

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 43 a 65 mm.



6.01403.000 Cabezal de titulación 6xNS14/ 3xNS9 (P&P)

Cabezal de titulación con 6 orificios EN14 y 3 EN9 para la utilización en módulo Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01900.010 Hélice de agitador de 30 mm ETFE

Hélice de agitador de 30 mm ETFE con altura regulable para la utilización con Rod Stirrer "Titulador" o Rod Stirrer "Sample Robot"



6.02601.020 Dedos de pinza de 50 - 72 mm

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 50 a 72 mm.



6.02710.050 Tapa Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 250 mL, 9 unidades

Tapa Dis-Cover para vaso de muestra de 250 mL 6.01400.000, 6.01400.003 y 6.01400.100 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

