



Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm (P&P)

6.01403.030

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos de 120 mL en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.

Partes/accesorios 6.01403.030

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



2 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



2 PCS

6.1808.000

Manguito de conexión M6



2 PCS

6.2726.090

Válvula antidifusión

Para las puntas de bureta de difusión 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1829.050	Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios Tres tubos de repuesto con punta reducida.	