



Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm para vasos de un solo uso de 200 mL (P&P)

6.01403.060

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos desechables de PP de 200 mL (6.1459.310) o vasos de vidrio de 150 mL (altos y sin pico vertedor) en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con dos puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1829.050	Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios Tres tubos de repuesto con punta reducida.



6.1459.310

Vaso de muestra desechable de plástico (PP), 200 mL, 1000 unidades

Vaso de muestra desechable de plástico (polipropileno, PP) 200 mL, apto para gradilla OMNIS 6.02041.020 y las gradillas 6.2041.370 y 6.2041.830, 1000 unidades.

