



## Cabezal de titulación 3 x NS14 / 4 x 6,4 mm; 4 x punta de dosificación

6.01403.070

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos desechables de PP de 200 mL (6.1459.310) o de vasos de vidrio de 150 mL (altos y sin pico vertedor) en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con cuatro puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.

### Partes/accesorios 6.01403.070

| Qt.   | Order no.  | Descripción                         |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 2 PCS | 6.1236.020 | Manguito EN 14/12 mm                |
|       |            | Manguito EN 14/12 con junta tórica. |





# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1459.310 | <p>Vaso de muestra desechable de plástico (PP), 200 mL, 1000 unidades</p> <p>Vaso de muestra desechable de plástico (polipropileno, PP) 200 mL, apto para gradilla OMNIS 6.02041.020 y las gradillas 6.2041.370 y 6.2041.830, 1000 unidades.</p> |  |
| 6.1829.050 | <p>Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios</p> <p>Tres tubos de repuesto con punta reducida.</p>                                                                                      |  |