



Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 120 mL

6.01404.030

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 120 mL en el carro del módulo Pick&Place

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01400.200	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 20 unidades
	Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.01400.300 Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.01400.303 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades

