




Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 75 mL

6.01404.040

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 75 mL en el carro del módulo Pick&Place

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01402.000	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 30 unidades
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradilla OMNIS 602041040, 30 unidades



6.01402.003 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, 30 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, apto para gradilla OMNIS
602041040, 30 unidades

