



Recipiente de titulación 20 – 90 mL

6.01406.220

Recipiente de titulación 20 – 90 mL con cierre roscado para el uso con parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01405.010	Parte superior del recipiente de titulación OMNIS para la titulación Karl Fischer volumétrica
	Parte superior del recipiente de titulación para la titulación Karl Fischer volumétrica con un OMNIS Titrator.



6.01405.040 Parte superior del recipiente de titulación OMNIS para el recipiente de titulación 601406XXX para Polytron

Parte superior del recipiente de titulación para la titulación Karl Fischer volumétrica con un OMNIS Titrator para Polytron.



6.01405.000 Parte superior del recipiente de titulación OMNIS 5 x EN 14

Parte superior del recipiente de titulación con cinco orificios EN 14 para los recipientes de titulación 601406XX0 con tapón roscado.

