




Soporte de tapas para OMNIS Sample Robot M/L

6.02007.020

Soportes de tapas para el montaje en módulos de bombeo OMNIS o conjuntos de placas ciegas 6.02007.000 en el sistema OMNIS Sample Robot M o L.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02710.000	Tapa KF Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 75 mL, 25 unidades
	Tapa con juntas para titulación Karl Fischer volumétrica en vasos de muestra 6.01402.000 y 6.01402.003 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.010 Tapa KF Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 120 mL, 16 unidades

Tapa con juntas para titulación Karl Fischer volumétrica en vasos de muestra 6.01400.200, 6.01400.300 y 6.01400.303 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.030 Tapa Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 75 mL, 25 unidades

Tapa Dis-Cover para vaso de muestra de 75 mL 6.01402.000 y 6.01402.003 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.040 Tapa Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 120 mL, 16 unidades

Tapa Dis-Cover para vaso de muestra de 120 mL 6.01400.200, 6.01400.300 y 6.01400.303 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.050 Tapa Dis-Cover para vaso de muestra OMNIS de 250 mL, 9 unidades

Tapa Dis-Cover para vaso de muestra de 250 mL 6.01400.000, 6.01400.003 y 6.01400.100 en el sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

