




## Gradilla de muestras OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

6.02041.040

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 25 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plástico: polipropileno (PP)

### Partes/accesorios 6.02041.040

| Qt.   | Order no.   | Descripción                             |
|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 1 PCS | 6.02042.000 | Soporte para etiquetas de gradilla (3x) |

El soporte para etiquetas de gradilla permite una rotulación permanente de la gradilla con nombres identificativos.



# Accesorios opcionales

| Order no.   | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01404.040 | Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 75 mL<br><br>Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 75 mL en el carro del módulo Pick&Place                                                                           |    |
| 6.01402.000 | Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 30 unidades<br><br>Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradilla OMNIS 602041040, 30 unidades                                                                 |    |
| 6.01402.003 | Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, 30 unidades<br><br>Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, apto para gradilla OMNIS 602041040, 30 unidades                                                                               |  |
| 6.1459.400  | Vaso de muestra de plástico (PE) 75 mL, 144 unidades<br><br>Vaso de muestra de plástico (polietileno, PE) 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350 y 6.2041.800, y la gradilla de muestras OMNIS 6.02041.040, 144 unidades. |  |