



Ecotrode Gel

6.0221.100

Electrodo pH sin mantenimiento (electrolito gel) para titulaciones de muestras similares. Este electrodo se guarda en una solución con $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) y no es apto para soluciones pobres en iones.

El indicador de envejecimiento muestra la necesidad de reemplazar el electrodo en una etapa temprana.

Partes/accesorios 6.0221.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.2308.000	Elektrolyt KCl-sat. (250 mL) Elektrolyt KCl (gesättigt), 250 mL	