



Solvotrode

6.0229.100

Electrodo pH combinado para todas las titulaciones ácido-base no acuosas. La membrana de vidrio está optimizada para soluciones poco conductoras y, gracias al diafragma esmerilado flexible, este electrodo también es apto para muestras muy sucias. El electrodo puede utilizarse con electrolitos de referencia no acuosos (cloruro de litio o bromuro de tetraetilamonio). Conservación en el electrolito de referencia correspondiente.

Partes/accesorios 6.0229.100

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml) Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), c(TEABr) = 0.4 mol/L

