



Dedos de pinza de 43 - 65 mm

6.02601.010

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 43 a 65 mm.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01400.200	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 20 unidades
	Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.05700.000 Consumable Kit OMNIS Gripper

Cada uno con cuatro manguitos de deslizamiento y dedos de pinza de goma para reemplazar los dedos de pinza del OMNIS Sample Robot.



6.01400.000 Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 10 uds.

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades



6.01400.003 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, 10 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades



6.01400.300 Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.01400.303 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades



6.01400.100 Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 10 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades.

