



Dedos de pinza de 50 - 72 mm

6.02601.020

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 50 a 72 mm.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1459.310	Vaso de muestra desechable de plástico (PP), 200 mL, 1000 unidades Vaso de muestra desechable de plástico (polipropileno, PP) 200 mL, apto para gradilla OMNIS 6.02041.020 y las gradillas 6.2041.370 y 6.2041.830, 1000 unidades.



6.01400.000 Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 10 uds.

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades



6.01400.003 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, 10 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades



6.01400.100 Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 10 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 250 mL, apto para gradilla OMNIS 602041010, 10 unidades.



6.02064.020 Placa de retención para vaso de muestra de 200 mL

Placa de retención para fijación de vaso de muestra de 200 mL en los dedos de pinza del OMNIS Sample Robot Pick&Place.

