



Dedos de pinza de 28 a 48 mm

6.02601.040

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 28 a 48 mm.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01402.000	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 30 unidades
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradilla OMNIS 602041040, 30 unidades



6.01402.003 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, 30 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 75 mL, apto para gradilla OMNIS 602041040, 30 unidades



6.01400.300 Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio transparente de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.01400.303 Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades



6.01400.200 Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 20 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) 120 mL, apto para gradilla OMNIS 602041030, 20 unidades.



6.05700.000

Consumable Kit OMNIS Gripper

Cada uno con cuatro manguitos de deslizamiento y dedos de pinza de goma para reemplazar los dedos de pinza del OMNIS Sample Robot.

