



Celda de ultrafiltración 2

6.02729.110

Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2714.020	Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



6.2714.030 Membrana de diálisis (poliamida)
Para diálisis y filtración inline.



6.2744.000 Tornillo de presión de PVDF
Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



6.2831.010 Pincita de plástico
Para la diálisis y membranas de filtración



6.02057.120 Soporte para celda de ultrafiltración 2, independiente
Soporte para la celda de ultrafiltración 2 6.02729.110



6.02057.030

Soporte para celda de ultrafiltración 2

Soporte para el montaje de la celda de ultrafiltración 2 6.02729.110 en el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.2714.050

Membrana de filtración de celulosa regenerada, 0,45 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,45 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.

