



Electrodo de doble hilo de platino para cambiadores de muestras (cable fijo)

6.0340.000

Electrodo indicador (diámetro = 5,3 mm, cable fijo de 2 m) que se utiliza para la titulación Karl Fischer volumétrica automatizada.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02109.010	Cable adaptador OMNIS (Pol.) para 6.0340.000 Cable adaptador de enchufe hembra F a enchufe macho P para el electrodo Karl Fischer polarizable 6.0340.000, conectable en el módulo de medida analógico de OMNIS.