



Electrodo de doble hilo de platino para coulometría

6.0341.100

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer coulométrica.

Partes/accesorios 6.0341.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	