



Electrodo de antimonio combinado

6.0421.100

Electrodo de antimonio combinado. Este electrodo es especialmente apto para titulaciones de pH en:

- Matrices con contenido de ácido fluorhídrico
- Matrices fuertemente higroscópicas

Gracias al eje de plástico robusto/irrompible de polipropileno, este electrodo es muy resistente desde el punto de vista mecánico.

Partes/accesorios 6.0421.100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk 6.1236.050 Manguito EN 14/12 mm
Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk 6.2008.040 Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



100 Stk 6.2802.000 Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.2308.020	Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL) Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)	