



Mikro-Ag-Titrode

6.0433.110

Electrodo de anillo de plata combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia, cónico hasta 6,4 mm de diámetro.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH constante (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Dependiendo de la aplicación, se recomienda el uso de un Ag-Titrode con recubrimiento de Ag_2S , que se puede incluir en el pedido.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

