



Mikro-Pt-Titrode (longitud de instalación de 17,8 cm)

6.0434.110

Electrodo de anillo de platino combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia, longitud de instalación = 17,8 cm, cónico hasta 6,4 mm de diámetro.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones redox con un valor de pH constante, por ejemplo:

- Yodometría
- Cromatometría
- Cerimetría
- Permanganometría

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

