

Zubehör-Kit: OMNIS IC AS COOL


6.05000.060

Partes/accesorios 6.05000.060


Order Number	Descripción	Cantidad
6.01816.010	Tubo flexible de silicona 8/12 mm, 2 m Tubo de desagüe	2 PCS



6.02041.510	OMNIS Probenrack 40 x 5 mL	2 PCS
-------------	-----------------------------------	-------




6.02061.120	Tropfensammler, Extension	1 PCS
-------------	----------------------------------	-------



6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stk.

1 PCS



6.02743.030

Botella PP, 50 mL, 12 unidades

1 PCS




Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

6.02743.087

Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stk.

1 PCS



6.02040.010

OMNIS IC AS COOL Tray

1 PCS

