




Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 (modo extracción)

6.05330.010

Set de accesorios para la ultrafiltración inline 2 (modo extracción). Para el uso con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Partes/accesorios 6.05330.010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.070	Tornillo de presión corto Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



4 PCS

6.1803.040

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



1 PCS

6.2744.030

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 4x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 4 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.02057.030

Soporte para celda de ultrafiltración 2

Soporte para el montaje de la celda de ultrafiltración 2 6.02729.110 en el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



1 PCS

6.02729.110

Celda de ultrafiltración 2

Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.



1 PCS

6.1826.330

Tubo flexible de bomba LFL (naranja/blanco) con 3 fijaciones

Para todos los aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.1826.390

Tubo flexible de bomba LFL (amarillo/amarillo) con 3 fijaciones

Para la solución de la muestra en la filtración en línea.



1 PCS

6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



1 PCS

6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



1 PCS

6.1803.100

Capilar PTFE 0.5 mm d.i. / 40 cm

Tubo capilar para filtración y diálisis

