




OMNIS IC-Ausr.: MIDT

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	5 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Tornillo de presión corto

2 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.320

Acoplamiento PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Conecta los tubos de transferencia (M6) con capilares (UNF 10/32)



6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

1 PCS

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

2 PCS


Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.01831.230

PEEK-Kapillare, ID 0.75 mm, 100 cm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.1903.000

Imán agitador / 8 x 3 mm

1 PCS

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud de 8 mm y diámetro de 3 mm.

