




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Tornillo de presión corto

2 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.320

Acoplamiento PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Conecta los tubos de transferencia (M6) con capilares (UNF 10/32)



6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

1 PCS

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.1831.050


Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

1 PCS

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler

6.2744.034


Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.

6.2744.080


Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

1 PCS

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.

6.2744.200


Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior


1 PCS

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)

6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

Celda de ultrafiltración 2

1 PCS



Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.

6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds. 1 PCS

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

1 PCS

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



6.2831.010

Pincita de plástico

1 PCS

Para la diálisis y membranas de filtración



6.1903.000

Imán agitador / 8 x 3 mm

1 PCS

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud de 8 mm y diámetro de 3 mm.

