


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, manuell

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02816.000	Spritze 20 mL, Luer	1 PCS
		
6.1831.060	Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	1 PCS
6.2744.120	Adaptador tornillo de presión Luer F Conexión tornillo de presión y jeringa.	1 PCS
		