




# Juego KFC con electrodo generador sin diafragma para OMNIS Oven Module

6.05406.070

Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer coulométrica con un electrodo generador sin diafragma en un OMNIS Oven Module

## Partes/accesorios 6.05406.070

| Qt.   | Order no.   | Descripción                       |
|-------|-------------|-----------------------------------|
| 1 PCS | 6.00349.100 | Electrodo generador sin diafragma |

Electrodo generador sin diafragma para titulaciones Karl Fischer coulométricas, esmerilado normal 29/22. Este electrodo generador es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las que la muestra se disuelve bien en alcohol.

Este electrodo tiene una conexión de cable angulada hacia arriba.



1 PCS

6.02104.050

Cable de electrodo con cabezal enchufable G (pol.) /  
enchufe macho P, 1,5 m

Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal  
enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS



1 PCS

6.0341.100

Electrodo de doble hilo de platino para coulometría

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer  
coulométrica.



1 PCS

6.1403.030

Tubo de adsorción KF para celda de coulómetro

Para coulómetros KF.



1 PCS

6.1448.020

Septo / 16 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



1 PCS

6.1464.320

Recipiente de valoración KF / 80 - 250 mL /  
coulométrico



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2104.630

Cable de electrodo / 1,5 m / H

Con enchufe macho H para la conexión electrodo generador - coulómetro



1 PCS

6.2701.040

Cierre GL 18 con orificio

Fabricado con PBT. Con agujero para septo 6.1448.020. Para la celda sin  
diafragma 6.5405.000 y los recipientes de titulación 6.1464.32X y  
6.1465.320.



1 PCS

6.2713.000

Manguito de PTFE EN 14

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 14.



---

1 PCS

6.2713.010

Manguito de PTFE EN 29

Manguito para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 29.



---

1 PCS

6.2713.020

Manguito de PTFE EN 19

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 19.



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2811.000 | <p>Tamiz molecular</p> <p>Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 6.2811.010 | <p>Tamiz molecular (EE. UU.)</p> <p>Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer.</p> <p>Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.</p> |  |