



Kit de mejora: IC Eco

6.05800.060

Kit de mejora para reequipar el EcoIC con un amortiguador de pulsaciones.

Partes/accesorios 6.05800.060

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2620.150	Amortiguador de impulsos (exento de metal) Para todos los cromatógrafos iónicos



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK

