



Sistema de referencia Ag/AgCl

6.0724.140

Sistema de referencia de plata/cloruro de plata con esmerilado normal 14/15 para un sistema de referencia modular en combinación con el recipiente del electrolito de referencia de politetrafluoretileno (6.1240.000) o vidrio (6.1240.020).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1240.000	Recipiente de electrolito/Diámetro 3 mm Con capilares PTFE y diafragma de cerámica (3 mm)



6.1240.020

Recipiente de electrolito/Diámetro 1 mm

Con diafragma de cerámica (tipo D).



6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)

