



Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 16,2 cm)

6.0726.110

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 13,8 cm. Este electrodo de referencia es ideal para aplicaciones automatizadas. El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1243.030

Diafragma para electrodos de ref.

Diafragma esmerilado de recambio para electrodos de referencia
6.0726.1XX y 6.0729.1XX



6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



6.2310.010

Electrolito KNO_3 -1 mol/L 250 mL

Solución de electrolito KNO_3 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml)

Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$



6.2106.020

Cordón de cable / 1 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.2106.060

Cordón de cable / 2 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.02105.000

Cordón de cable, longitud: 0,55 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS.



6.02105.010

Cordón de cable, longitud: 1,5 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS, longitud: 1,5 m.

