



Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl para CVS

6.0728.130

Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1245.010	Recipiente de electrolito de plástico Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



6.2112.130

Adaptador contacto enchufable 5,5 mm / contacto roscado, dorado

Para electrodos VA

