



Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl(gel) completo

6.0730.100

Electrodo de referencia Double Junction Ag/AgCl sin necesidad de mantenimiento para voltamperometría. De vidrio, con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (gel), para pH 0...8. Apto para el funcionamiento continuo en sistemas automatizados y aparatos online.

Partes/accesorios 6.0730.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2112.130	Adaptador contacto enchufable 5,5 mm / contacto roscado, dorado Para electrodos VA

