



Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 18,5 cm)

6.0736.110

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata, longitud de instalación de 16,8 cm. Este electrodo de referencia es ideal para aplicaciones automatizadas. El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. Como electrolito de referencia se recomienda $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2106.020	Cordón de cable / 1 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.2106.060

Cordón de cable / 2 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



6.2310.010

Electrolito KNO_3 -1 mol/L 250 mL

Solución de electrolito KNO_3 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml)

Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$

