



# Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio (532 nm)


607510080

Módulo de sonda Raman de fibra óptica de alto rendimiento para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 1,5 m.

Compatible con i-Raman NxG 532.

## Partes/accesorios 607510080

| Qt.   | Order no. | Descripción                                                                     |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 607510430 | Tapa reguladora de distancia                                                    |
|       |           | Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio. |



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 532 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,4 mm.

