



Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio (532 nm), 5 m


607510090

Módulo de sonda Raman de fibra óptica de alto rendimiento para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 5 m.

Compatible con i-Raman NxG 532.

Partes/accesorios 607510090

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia
		Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 532 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,4 mm.

