



Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio (1064 nm), 5 m


607510270

Módulo de sonda Raman de fibra óptica de alto rendimiento para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 5 m.

Compatible con i-Raman NxG 1064.

Partes/accesorios 607510270

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia
		Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 1064 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,9 mm.

