



Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio para i-Raman Duo, 1.5 m


6.07510.370

Conjunto de sonda Raman de fibra óptica de alto rendimiento para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 1,5 metros. Compatible con i-Raman Duo.

Partes/accesorios 6.07510.370

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia

Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 1064 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,9 mm.

