



Sonda Raman para laboratorio (785 nm), 5 m


607510460

Módulo de sonda de fibra óptica Raman para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 5 m. Compatible con los modelos i-Raman Plus 785S y 785HR.

Partes/accesorios 607510460

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia

Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 785 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,5 mm.

