



Sonda Raman para laboratorio (532 nm), 5 m


607510500

Módulo de sonda de fibra óptica Raman para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 5 m. Compatible con i-Raman Plus 532.

Partes/accesorios 607510500

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia

Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 532 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,4 mm.

