



Celda de medida de la conductividad con $c = 0,9$ cm⁻¹

6.0910.120

Celda de medida de la conductividad con constante de celda $c = 0,9 \text{ cm}^{-1}$, sin sensor de temperatura integrado. Este sensor es apto para medidas de conductividades intermedias (desde $1 \mu\text{S/cm}$ hasta 100 mS/cm), por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

Este sensor es adecuado para su uso con cambiadores de muestras (incluye esmerilado normal 14 /15).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2301.060

Estándar iónico KCl 250 mL

Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25°C).



6.2324.010

Conductivity standard 100 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de $0.1/\text{cm}$.



6.2324.110

Solución patrón de conductividad 100 $\mu\text{S/cm}$ 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



6.2104.030

Cable de electrodo / 2 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

