




Celda de medida de la conductividad con $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo)

6.0912.110

Celda de medida de la conductividad con constante de celda $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$, con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (4 x B (4 mm)). Gracias al eje de plástico robusto e irrompible de polipropileno y la protección contra impactos, este sensor es altamente resistente a la tensión mecánica y es adecuado para medidas de conductividades intermedias (desde $1 \mu\text{S/cm}$ hasta 100 mS/cm), por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

El sensor se puede utilizar con la caja de adaptadores (6.2103.160) del 856 Conductivity Module.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2301.060	Estándar iónico KCl 250 mL Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.110	Solución patrón de conductividad $100 \mu\text{S/cm}$ 5 x 30 mL Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de $0.1/\text{cm}$.	
6.2103.160	Adaptador 4 x conector B – enchufe N Adapterbox para la conexión de células de medida de conductividad Metrohm con 4 conectores banana al 856 Conductivity Module.	