



Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo)

6.0915.100

Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module.

Este sensor es apto para medidas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ hasta $20 \text{ mS}/\text{cm}$), por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

Partes/accesorios 6.0915.100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



1 PCS

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2763.000	Celda de flujo continuo para la 6.0915.100/6.0920.100	
	Celda de flujo continuo para la celda de medida de la conductividad de 5 anillos 6.0915.100/6.0920.100	
6.2324.110	Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL	
	Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL	
	Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.	
6.2301.060	Estándar iónico KCl 250 mL	
	Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C).	