



Punta de electrodo de plata

6.09395.044

Punta de electrodo de plata (Ag) para Autolab RDE, diámetro de disco de electrodo 3 mm, rosca M4. Gama de temperatura: 0...40 °C.

Partes/accesorios 6.09395.044

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2802.000	Kit de pulido para electrodos sólidos Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)

