



Hamilton PRP-X100 - 125/4,0

6.1005.000

La columna para aniones Cl Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 es una columna robusta a base de copolímero de divinilbenceno-poliestireno. Es especialmente apropiada para la separación de cloruros, nitratos y sulfatos sin supresión química. Con ella también se pueden determinar fluoruros si previamente se han eliminado los cationes con un cartucho H⁺. Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 también es la columna de separación ideal para determinar silicatos. Esta columna destaca por su excelente relación calidad-precio.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02821.000	Soporte del cartucho PRP-X100 Guard
	Soporte del cartucho Hamilton PRP-X 100 Guard para la conexión a la columna de separación analítica.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Para la protección de las columnas de separación analíticas PRPX100. El cartucho elimina eficazmente contaminaciones de partículas como, por ejemplo, las debidas a la reproducción involuntaria de bacterias y algas.

