



Hamilton PRP-X100 - 250/4,0

6.1005.010

La columna para aniones CI Hamilton PRP-X100 - 250/4,0 es una columna de separación robusta a base de copolímero de divinilbenceno-poliestireno. Se utiliza sobre todo con matrices difíciles como, por ejemplo, pinturas.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02821.000	Soporte del cartucho PRP-X100 Guard

Soporte del cartucho Hamilton PRP-X 100 Guard para la conexión a la columna de separación analítica.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Para la protección de las columnas de separación analíticas PRPX100. El cartucho elimina eficazmente contaminaciones de partículas como, por ejemplo, las debidas a la reproducción involuntaria de bacterias y algas.

