



Hamilton PRP-X300 - 250/4,0

6.1005.030

La columna de expulsión de iones Hamilton PRP-X300 es una columna de intercambio de cationes con una capacidad baja. La combinación de un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con grupos de ácido sulfónico como intercambiador de iones es la solución ideal para los problemas de separación sencillos. Esta columna destaca por posibilitar la determinación de las sales de ácidos orgánicos, en especial la determinación de formiato muy sensible.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica de contaminaciones. Las partículas más pequeñas, trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La Metrosep RP 2 Guard /3,5 ayuda a reducir costes, ya que el disco de filtrado se puede cambiar con unas pocas maniobras.



La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica frente a contaminaciones. La contaminación lipófila orgánica, las partículas más pequeñas, las trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La columna Guard está fabricada de un material polímero y, gracias a que dispone de un mayor volumen, tiene una capacidad de carga muy superior a la Metrosep RP 2 Guard/3, 5. Se puede utilizar en toda la gama de pH.

