



Metrosep A Supp 1 - 250/4,6

6.1005.300

La Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 es una columna para aniones de uso universal que se caracteriza por su capacidad media y su selectividad especial. Con esta columna es posible procesar muestras de muy diferente concentración. Así, por ejemplo, se puede determinar incluso 4 µg/L de sulfato en una solución con 150 g/L de cloruro de sodio. Otra ventaja es que el bromuro eluye después del nitrato. Sobre todo en el análisis de oxohalogenuros, la A Supp 1 - 250/4,6 posee unas propiedades de separación extraordinarias. Las variaciones de presión, los eluyentes que cambian constantemente y los elevados números de muestras no influyen en la eficacia de separación de esta columna, incluso después de mucho tiempo. Es la "bestia de carga" para el laboratorio de desarrollo y rutina.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1005.340

Metrosep A Supp 1 Guard/4,6

La Metrosep A Supp 1 Guard/4,6 protege la columna de separación Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 de modo seguro contra contaminaciones de partículas y bacterias.

