



Metrosep A Supp 3 - 250/4,6

6.1005.320

La Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 soluciona los problemas de separación en medios acuosos y orgánicos. Se puede utilizar con seguridad con un gran número de eluyentes –incluso aquellos con un contenido elevado de disolventes orgánicos. Con la Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 pueden realizarse análisis rutinarios de muestras que presentan grandes dificultades analíticas como, por ejemplo, el análisis de muestras biológicas o la determinación de aniones inorgánicos en matrices orgánicas. Mediante un gradiente de hidróxido de sodio se pueden separar los polifosfatos de forma segura en la Metrosep A Supp 3 - 250/4,6. Si se utiliza de forma isocrática, la columna es apta también para la separación de sulfitos, sulfatos y tiosulfatos en menos de 20 minutos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica de contaminaciones. Las partículas más pequeñas, trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La Metrosep RP 2 Guard /3,5 ayuda a reducir costes, ya que el disco de filtrado se puede cambiar con unas pocas maniobras.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica frente a contaminaciones. La contaminación lipófila orgánica, las partículas más pequeñas, las trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La columna Guard está fabricada de un material polímero y, gracias a que dispone de un mayor volumen, tiene una capacidad de carga muy superior a la Metrosep RP 2 Guard/3,5. Se puede utilizar en toda la gama de pH.



6.1011.130

Filtros de recambio RP 2 Guard/3.5, 10 unidades

